



Laboratorium for medisinsk biokjemi informerer

Interferens i digoksin analysen ved bruk av enzalutamid.

Medikamentet enzalutamid kan interferere i vår digoksin analyse og gi falsk forhøyede plasmanivåer av digoksin hos pasienter som bruker medikamentet. På disse pasientene må resultatene analysert hos oss på Lovisenberg tolkes med forsiktighet. Det bør benyttes en alternativ målemetode før det tas en avgjørelse på om digoksin skal reduseres eller seponeres. Se vedlagt informasjonsskriv for mer informasjon. Ta kontakt med laboratoriet ved ønske om en alternativ målemetode.

Spørsmål kan rettes til:

- Medisinskfaglig rådgiver Agnete N. Hjelmtvedt